



كلية الصيدلة
السنة الرابعة
الفصل الثاني



البيولوجيا الجزيئية

القسم العملي

مدرس المقرر:

د. محمد ياسر عبيد مقرر كامل



عدد الصفحات (52)

مكتبة
NOFAL⁺
نوفال

فرع حماة: المدينة – مقابل مدرسة الراهبات
فرع الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا – تل قرطل

0999860787- 0964783265

الجلسة العملية الأولى

عزل الدنا الجينومي من عينة دم بشري

مقدمة:

يمكن عزل الدنا الجينومي من جميع الكائنات الحية سواء طليعات النوى (جراثيم) أو حقيقيات النوى (كالكانات العليا)، وتختلف طريقة العزل (بروتوكول العزل) تبعاً لنوع الكائن الحي و نوع الخلايا المأخوذة منه (عينة دم، عينة من الخلايا الظهارية المبطن للفق، خلايا من جذر شعرة... إلخ).

بالرغم من الاختلافات في بروتوكولات عزل الدنا الجينومي و تفاصيل العزل و المحاليل المستخدمة إلا أنها تتفق جميعاً من حيث المبدأ باحتوائها على المراحل الآتية:

- حل الغشائين الخلوي و النووي لتحرير مكونات الخلية بما في ذلك الدنا، و يتم تحقيق ذلك باستخدام مواد فعالة سطحياً مثل ال SDS أو ال Triton X-100.
- ترسيب البروتينات باستخدام درجات الحرارة العالية أو إنزيمات مثل Protease K.
- فصل البروتينات المترسبة و المكونات المحبة للدسم باستخلاصها بمحل عضوي (كلوروفورم أو فينول).
- فصل الدنا الجينومي و ذلك إما باستخدام أعمدة سيليكا تربط نوعياً الدنا، أو بترسيب الدنا الجينومي باستخدام الإيثانول أو الإيزوبروبانول.
- عمليات غسيل لاحقة لزيادة نقاوة الدنا.


أهداف عزل الدنا الجينومي؟

- يستفاد من الدنا الجينومي المعزول في تطبيقات عدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- تحديد و تشخيص الكائنات الحية المجهولة (عامل ممرض معين أو عينة من كائن حي مجهول).
- في الطب الجنائي لتحديد هوية مجرم محتمل أو هوية الضحية في حال كانت لا تحمل وثائق تدل عليها.
- لإثبات صلة القرى بين فردين (أب و ابنه مثلاً).
- استخدام الدنا المعزول لتطبيقات أخرى كما في عمليات التنسيل cloning و التأسيس.
- تحديد التسلسل الكامل لجينومات الكائنات الحية (أصبح اليوم عدد كبير منها متوفراً في بنوك المعلومات على الإنترنت NCBI gene bank).
- في تشخيص الأمراض الوراثية و المعالجة الجينية للأمراض.

التجهيزات المخبرية:

- أدوات سحب الدم : سريجات (محاقن) لسحب الدم، عاصبة مطاطية.
- حمام مائي (قابل للضغط).

- مثقلة أنابيب دقيقة (Micro centrifuge).
- طقم ماصات ميكروية (Micropipettes) مع رؤوس خاصة بها.
- أنابيب بلاستيكية سعة 1.5 مل مزودة بغطاء (Eppendorf).



المواد و المحاليل اللازمة:

- قطن للتعقيم، محلول مطهر (كحول 70%).
- كلوروفورم
- إيثانول مطلق مبرد (-20°م).
- ماء مقطر عقيم (خالي من النكلياز nuclease free water و ذلك لتجنب تفكك الدنا الجينومي بفعل إنزيمات النكلياز).
- محلول كلوريد الصوديوم 2M
- محلول حل الخلايا (LS) lysis solution (مكون من: و TE 10% SDS)
- محلول ترسيب الدنا (PS) precipitation solution.

أولاً- عزل الدنا بطريقة الترسيب:

- قبل بداية العمل يحضر تمديد من محلول PS بأخذ 80 ميكرو لتر من المحلول الاصلي و تمديد لها بـ 720 ميكرو لتر من الماء الخالي من النكلياز.
- تسحب عينة دم وريدي و توضع في أنبوب دمويات (يحتوي مضاد تخثر EDTA).
- يؤخذ مقدار 200 ميكرو لتر من الدم و ينقل إلى أنبوب سعة 1.5 مل، و يضاف له 400 ميكرو لتر من محلول حل الخلايا (LS)، يغلق الأنبوب و يقلب بلطف لمزج المكونات، ثم يحضن على حمام مائي في الدرجة 65 م° لمدة 10 دقائق لضمان تحليل كريات الدم و تحرر الدنا منها (الكريات البيضاء هي التي تحوي دنا جينومي).
- يرفع الأنبوب من الماء الساخن و يضاف للعينة 600 ميكرو لتر كلوروفورم، و يغلق الأنبوب و يقلب للأسفل و الأعلى بلطف 3-5 مرات (التحريك الشديد يؤدي إلى تمزيق الدنا الجينومي).
- تثقل العينة بسرعة 2000 دورة/دقيقة لمدة 5 دقائق. في نهاية التثقل نحصل على طور مائي علوي (يحتوي الدنا)، و طور عضوي سفلي يحتوي المكونات المحبة للدهن.
- ينقل الطور العلوي إلى أنبوب جديد (سعة 1.5 مل) بواسطة الماصة المكروية و يضاف له 800 ميكرو لتر من محلول الترسيب PS الممدد (في الخطوة الأولى)، و نمزج بقلب الأنبوب للأسفل و الأعلى بلطف 3-5 مرات، ثم ندعه على الطاولة لمدة 5 دقائق حتى يترسب الدنا الجينومي.
- تثقل العينة بسرعة 10000 دورة/دقيقة لمدة 5 دقائق، لفصل رسابة الدنا الجينومي (الرسابة لا ترى بالعين المجردة لأن كمية الدنا الجينومي المستخلص هي من رتبة مكرو غرام/مللتر).
- يفتح الأنبوب و يرمى الطور السائل بالكامل بلطف و حذر حتى لا نفقد رسابة الدنا.
- الخطوات التالية تهدف إلى زيادة نقاوة الدنا المعزول و لكن ستؤدي بالتأكيد إلى فقدان جزء بسيط من المردود عند العمل بحذر و تروي:
- تذاب رسابة الدنا الناتجة في 100 ميكرو لتر من محلول كلوريد الصوديوم مع المزج اللطيف، ثم يضاف 300 ميكرو لتر من الإيثانول المطلق المبرد بالدرجة -20 م°، و توضع العينة في المجمدة لمدة 10 دقائق. يؤدي الإيثانول لغسل الدنا و إعادة ترسيبها بشكل أنقى.
- تثقل العينة بسرعة 10000 دورة/دقيقة لمدة 10 دقائق، مما يؤدي إلى تجمع الدنا المترسب في قعر الأنبوب.
- نفتح الأنبوب و نرمي الطور السائل بالكامل بلطف و حذر حتى لا نفقد رسابة الدنا.
- يترك الأنبوب على الطاولة مفتوحاً حتى تطاير الكحول و جفاف الدنا بشكل كامل.
- يمكن حفظ الدنا بشكلها المترسب و الجاف في المجمدة (-20 م°) أو حلها في 50 ميكرو لتر من الماء الخالي من النكلياز ثم وضعها في المجمدة.

ثانياً- عزل الدنا بطريقة أعمدة كروماتوغرافيا الألفة *Affinity chromatography*:



- تتميز هذه الطريقة:

- 1- بالسرعة والدقة حيث لا تستغرق عملية العزل أكثر من 30-45 دقيقة.
 - 2- نحصل على دنا أكثر نقاوة وبنوعية أفضل
 - 3- إلا أن التكلفة أكثر من طريقة الترسيب السابقة.
- مبدأ الأعمدة: أعمدة اللفة تحوي فلتر خاصة من السليكا معالجة ومشحونة إيجاباً لتربط باللفة عالية جزيئات الدنا سالبة الشحنة.

سنستخدم في هذه الجلسة كيت GF-1 من إنتاج شركة Vivantis

يتضمن الكيت الأعمدة وأنابيب للجمع ووقاءات الغسيل wash buffers ووقاءات التمليص Elution buffers اللازمة.



طريقة العزل: (يوضحها المخطط في الأسفل)

ملاحظة يكتب اسم صاحب العينة على كل الأنابيب في كل مراحل العزل منعا لاختلاط العينات.


- 1- خذ 100 ميكرو لتر دم في أنبوب واضف لها 100 ميكرو لتر وقاء حل الخلايا buffer BB ورج الأنبوب بلطف، أضف 10 ميكرو لتر من محلول بروتياز، ورج الأنبوب بلطف ثانية. واحضن في حمام مائي في الدرجة 65 م لمدة 10 دقائق.
- 2- أضف 100 ميكرو لتر إيثانول مطلق و امزج بلطف ، ثم حمل المزيج على العمود المركب على أنبوب الجمع.
- 3- ثفل بسرعة 5000 g لمدة 1 دقيقة، وارمي السوائل الخارجة من العمود flow through

4- أضف 250 ميكرو لتر من وقاء الغسيل الأول wash buffer1 ثم ثفل بسرعة 5000 g لمدة 1 دقيقة، وارمي السوائل الخارجة من العمود.

5- أضف 250 ميكرو لتر من وقاء الغسيل الثاني wash buffer2 ثم ثفل بأقصى سرعة لمدة 3 دقيقة للتخلص من كل السوائل وتخفيف العمود، ارمي السوائل الخارجة من العمود.

6- انقل العمود إلى أنبوب (Eppendorf) 1,5 مل. وأضف 50 ميكرو لتر من وقاء التمهيص الدافئ وانتظر 2 دقيقة.

7- ثفل بسرعة 5000 g لمدة 1 دقيقة، ثم ارفع العمود وأغلق الأنبوب الحاوي الآن على دنا نقية، واحفظه في التجميد.



الجلسة العملية الثانية

التحديد الكمي للأحماض النووية

مقدمة:

بعد أن يتم عزل الأحماض النووية وفق البروتوكولات المبينة في بحث الأحماض النووية ، ينبغي التأكد من فعالية عملية العزل وذلك بتحليل الحمض النووي المعزول:

- 1- نوعاً بالرحلان الكهربائي على هلامة الأغاروز (سنأتي على ذلك في الجلسة القادمة).
 - 2 - كميًا بتحديد تركيز محلول الحمض النووي الناتج (موضوع جلستنا اليوم).
- هناك طرق عدة لتحديد تركيز الحمض النووي في محلوله سنوجزها فيما يلي:

1- الطريقة الطيفية Spectrophotometry:

تمتلك الأحماض النووية امتصاصية عظمى في المجال فوق البنفسجي عند طول موجي 260 nm ، و تتناسب الامتصاصية طردا مع تركيز الحمض النووي حيث يمكن حسابه باستخدام العلاقة:

$$C_{\mu g/ml} = A_{260} \times D \times E$$

E: معطى لكل حمض نووي (50 للدنا النقي و 40 للRNA النقي)

D: معامل التمديد.

A_{260} : امتصاصية المحلول عند طول موجي 260nm.

وبما أنه أثناء عملية عزل الحموض النووية يمكن أن تنتج بعض الشوائب الأخرى مثل: البروتينات (من حل الخلايا)، الغوانيدينيوم (عامل ممسخ يستخدم في العزل)، الفينول (محل عضوي) و كل مادة من هذه المواد تمتلك أيضاً امتصاصية عظمى طول موجي خاص بها لذلك يكون من المفيد أيضاً قياس امتصاصية محلول الحمض النووي عند أطوال موجية أخرى لمعرفة مدى نقاوة الحمض النووي:

- فالبروتينات تمتلك امتصاصية عظمى عند طول موجي 280nm و أخرى أصغر عند 260nm.

- الغوانيدينيوم يملك امتصاصية عظمى عند طول موجي 270nm.

من ميزات الطريقة الطيفية دقتها العالية، و سرعة الإنجاز، لكن هناك سلبيّة كبيرة جداً و هي أننا نحتاج إلى حجم كبير من محلول الحمض النووي (حوالي 1مل) و ذلك لمأخوذة القياس و هذا الحجم في الغالب يكون غير متاح لنا لأن مردود عملية العزل يكون بحدود 50-200 ميكرو لتر.

و لحل هذه المشكلة تم تطوير أجهزة قياس طيفي قادرة على قياس امتصاصية قطرة صغيرة من محلول مجهول (حوالي 5 ميكرو لتر) Nano drop.

2- قياس طيف الفلورة:


تعتمد عل إضافة مواد صباغية متألقة وفي مثل الـ SYBR® Green الذي يتوضع بين الأسس الأزوتية للحمض النووي، وعند التحفيز يصدر ضوءاً يلتقطه الجهاز امتصاصية خاص، حيث تتناسب شدة التألق طرداً مع تركيز الحمض النووي

يتميز صباغ SYBR® Green بكونه رخيصاً نسبياً وسهل الاستعمال ويعطي حساسية جيدة، ولكن هذا الصباغ التألقي يرتبط حصراً مع الدنا مضاعف السلسلة، و بالتالي لا يمكن استخدامه في حالة محاليل الرنا أو الدنا وحيد السلسلة.

3- باستخدام برامج حاسوبية:

حيث يتم في البداية عمل رحلان كهربائي على الأغاروز لحجم معلوم من عينة الدنا المطلوب تحديد تركيزها، و يحمل على نفس الهلامة حجم محدد من سلم دنا أو محلول دنا معروف التركيز، و بعد انتهاء الرحلان و تلوين و إظهار الصورة ، تصور بكاميرا رقمية خاصة و تنقل الصورة إلى الحاسب، حيث يقوم البرنامج الخاص بتحديد مساحة عصابة الدنا المجهولة و سطوعها ومقارنتها مع مساحة و سطوع عصابة الدنا للعينة الشاهدة (معروفة التركيز) ليقوم بعد ذلك بحساب تركيز الدنا في العينة المجهولة.

تحتاج هذه الطريقة لزمان أطول منه في حالة التحليل الطيفي، و خطأ نسبي حوالي 10% ، إلا أنها لا تستهلك من محلول الدنا سوى ميكرو لترات قليلة لذلك تعتبر جيدة في حالات العينات الصغيرة.



التجهيزات و الأدوات المخبرية:

- مقياس الطيف الضوئي Spectrophotometer
- خلايا ضوئية من الكوارتز Quartz cuvette
- ماصات ميكروبية Micro pipettes و رؤوس متعددة المقاسات tips
- أنابيب تمديد

المواد و المحاليل اللازمة:

محلول دنا مجهول التركيز، ماء خالي من النكلياز.

طريقة العمل:

المهمة الأولى: تحديد تركيز محلول الدنا المعطى بالطريقة الطيفية.

- يشغل مقياس الطيف و يضبط على طول موجي 260nm.
- تملأ خلية الكوارتز بـ 1مل ماء خالي من النكلياز (يستخدم كمحلول ناصع blank) لتصفير الجهاز.
- تؤخذ خلية كوارتز أخرى جافة و نظيفة و يوضع فيها 1مل من محلول الدنا المجهول و تقاس امتصاصيته A_{260} .
- يجب أن تكون قيمة الامتصاصية في المجال الخطي للقياس (0.2-0.9) و إلا يجب تمديد المحلول بنسبة معروفة D وإعادة القياس.

- يحسب تركيز محلول الدنا المجهول من العلاقة المذكورة أعلاه.

المهمة الثانية: معرفة مدى نقاوة محلول الدنا المعطى و خلوه من البروتينات.

- يضبط مقياس الطيف على طول موجي 280nm.
- تملأ خلية الكوارتز بـ 1مل ماء خالي من النكلياز (يستخدم كمحلول ناصع blank) لتصفير الجهاز.
- تؤخذ خلية كوارتز أخرى جافة و نظيفة و يوضع فيها 1مل من محلول الدنا المجهول (نستخدم نفس التمديد السابق و الذي أعطى امتصاصية في المجال الخطي للقياس) و تقاس امتصاصيته A_{280} .
- تحسب النسبة: A_{260} / A_{280}
- يكون محلول الدنا نقياً إذا كانت النسبة السابقة أكبر أو تساوي 2.

الجلسة العملية الثالثة

الرحلان الكهربائي على هلامه الآغاروز

مقدمة نظرية

تتشكل **وحدات الفوسفات** والسكر العمود الفقري لكل من طاقى الدنا فى الحلزون المضاعف، وهى تعطى جزيء الدنا ككل شحنة سالبة قوية. وهكذا يمكن القول إن جزيء الدنا هو جزيء مشحون بدرجة عالية، وبالطبع فإن **الشحنة السالبة لقطعة صغيرة** من الدنا تكون أقل من الشحنة السالبة لقطعة دنا كبيرة لأن الأخيرة تحوى عدداً أكبر من وحدات الفوسفات. ومن ثم عند **تطبيق تيار كهربائي** على عينة فيها مزيج من قطع دنا كبيرة وصغيرة موجودة فى محلول ستتجه كلها إلى القطب الموجب بالسرعة نفسها حيث أن الإعاقة الناتجة من الاحتكاك تكون مهمة فى المحلول.

بناء على ما سبق يمكننا فصل قطع الدنا الكبيرة عن الصغيرة من خلال زيادة مقدار الإعاقة الناتجة من الاحتكاك بحيث إن جزيئات الدنا الأصغر تتوجه بسرعة أكبر إلى القطب الموجب بحكم تعرضها لقدر أقل من الإعاقة مقارنة من جزيئات الدنا الأكبر. ومن هنا **تتأتى وظيفة الهلام الذى يقدم الإعاقة اللازمة** لفصل جزيئات الدنا بحسب أطوالها، ولهذا نقوم بترحيل قطع الدنا تلك خلال الهلام بهدف فصلها عن بعضها. وسنأتى فيما يأتى على ذكر الرحلان الكهربائي على هلام الآغاروز.

مبدأ الرحلان:

الآغاروز مادة مصدرها الأساسي أشنيات بحرية، تعطى عند غليها بالماء ثم تبريدها كتلة هلامية نصف صلبة مكونة من شبكة بوليميرية، تتعلق أبعاد مساماتها بتركيز الآغاروز المستخدم فكلما ارتفع التركيز انخفض عدد وحجم المسام أي تصبح مناسبة أكثر لفصل الجزيئات الصغيرة والعكس بالعكس.

تتعلق سرعة رحلان جزيئات الدنا على هلامه الآغاروز بوزنها الجزيئي وشدة الحقل الكهربائي المطبق و تركيز الآغاروز حيث : تتناسب سرعة الرحلان طرداً مع شدة الحقل الكهربائي و عكساً مع كل من الوزن الجزيئي و تركيز الآغاروز.

يتم **إظهار الدنا باستخدام** ملونات متفلورة تعطى تألّقاً عند تعريضها لأشعة الـ UV، من الملونات المستخدمة نذكر: بروميد الإيثيديوم و هو سام و مطفر، و Sybr Green و هو أكثر أماناً لكنه يتألّق فقط عند ارتباطه مع جزيئات الدنا مضاعف الطاق.

تجهيزات و الأدوات المخبرية:

- حوض رحلان كهربائي
- جهاز مولد جهد كهربائي (قابل للضبط)
- ملحقات: صواني Trays لصب الهلام ، أمشاط combs لتشكيل آبار wells للعينات .

- جهاز ميكروويف أو سخان.

- أدوات زجاجية: أرلنماير، مقياس مدرج..

المواد و المحاليل اللازمة:

- وقاء ترحيل (1x) TAE.

- Agarose

- سلم دنا 1kbp DNA ladder

- مزيج صباغي لتحميل العينات 6x loading dye

- صباغ مفلور Ethidium bromide (يرجى الحذر: له قدرة مولدة للطفرات) يجب ارتداء قفازات خاصة مصنوعة من مادة النتريل (زرقاء اللون) عند التعامل مع هذه المادة و الهلامات و الأدوات الحاوية عليها.

طريقة العمل:

1. تحضير هلامة الأغاروز (1%):

- يوزن مقدار 1 غ من الأغاروز و توضع في أرلنماير جاف و نظيف، ثم يضاف له 100 مل من وقاء الرحلان (1x) TAE.

- يسخن المزيج في الميكروويف لمدة 2 دقيقة، او على سخان كهربائي، مع التحريك حتى الانحلال الكامل للأغاروز (يصبح المزيج سائل كثيف متجانس)

- يضاف للمزيج الساخن 7 ميكرو لتر من محلول بروميد الإيتديوم مع المزج اللطيف حتى التجانس.


2. صب الهلامة:

- تحضر صواني الصب بوضعها على الحوامل المخصصة لذلك و تثبيت الأمشاط combs عليها. توجد قياسات عدة للأمشاط تختلف عن بعضها بعدد أحجام اللأبار wells التي تولدها.

- تصب الهلامة بلطف في الزاوية البعيدة عن المشط، مع تجنب توليد فقاعات هوائية في الهلامة لأنها تجعل الرحلان غير متجانس.

- تترك الهلامة في درجة الغرفة لمدة 15 دقيقة حتى التصلب التام، حيث يصبح قوامها جيلاتيني كثيف و لونها حليبي.

3. التحضير للرحلان:



- بعد تصلب الهلام ترفع الصواني الحاملة للهلام و توضع في حوض الرحلان بحيث يكون المشط من جهة القطب السالب.

- يملأ حوض الترحيل بوقاء الـ TAE 1x بلطف حتى يعلو الوقاء سطح الهلام بارتفاع حوالي 1 سم.

- ينزع المشط بهدوء و حذر حتى لا تتخرب الأبار المتشكلة، بعد نزع المشط يملأ وقاء الترحيل الأبار مما يحافظ عليها و يمنع التصاق حوافها.

4. تحميل العينات:

- تحضر عينات الدنا بمزج 5 ميكرو لتر من العينة مع 1 ميكرو لتر من صباغ التحميل 6x loading dye (1:5).

- تحمل العينة في إحدى أبار الهلامة باستخدام ماصة ميكروية micro pipette، باستخدام رؤوس tips صغيرة (قياس 1-10 ميكرو لتر).


- يحمل 5 ميكرو لتر من سلم الدنا في إحدى الأبار الفارغة . (يكون سلم الدنا عادة ممزوجاً مسبقاً مع صباغ التحميل).

5. بدء الرحلان:

- يوضع غطاء حوض الرحلان و توصل المساري إلى مولد الجهد (بحيث يكون القطب السالب من طرف عينات الدنا).

- تضبط شدة الحقل الكهربائي على (5 v.cm^{-1}) و هو ما يوافق 100 فولت في حالة الجهاز المتوفر لدينا.

- يضغط زر البدء و ننتظر حتى يكتمل الترحيل.



6. انتهاء الرحلان:


يمكن متابعة تقدم عملية الرحلان بالعين المجردة و ذلك بمساعدة صباغ التحميل، حيث أنه مكون من مزيج من عدة مواد صباغية تترحل على الهلام بسرعات مختلفة ففي حالة صبغة 6x loading dye من إنتاج شركة FERMENTASE تضم عادة ملونين هما xylene cyan (يسلك سلوك دنا حجمه 4000bp) و Bromophenole blue (يسلك سلوك دنا حجمه حوالي 400bp).

نترك الرحلان يعمل حتى وصول عصابات ملون أزرق البروموفول إلى قرب نهاية الهلام، عندها يتم فصل التيار الكهربائي، فتح غطاء حوض الترحيل و رفع الصواني الحاملة للهلام و تصفية وقاء الترحيل بحذر حتى لا يقع الهلام.

7. إظهار عصابات الدنا:

توضع الهلامة في حجرة الـ UV مما يؤدي إلى تألق عصابات الدنا (لاصطباغها ببروميد الإثيديوم) و يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

يمكن تصوير الهلامة باستخدام كاميرا رقمية متصلة بجهاز حاسب يحمل برنامج لتوثيق و معالجة صور الرحلان الكهربائي Gel documentation system .




الجلستين الرابعة و الخامسة

خرائط الاقتطاع للدنا

Restriction maps

مقدمة

هي مخططات تبين قسم من شريط الدنا (جينومي، بلاسميدي، مورثة معينة....) و عليه مواقع قطع لإنزيم اقتطاع واحد أو أكثر كما هو مبين في المثال الآتي:



يوضح الشكل كل مواقع التعرف لإنزيمات الاقتطاع التي يملكها الناقل البلاسميدي pMAL-p2x

وتتمكن الخطوة الأولى لإنشاء مثل هذه الخرائط في اقتطاع الدنا بمجموعة من إنزيمات الاقتطاع كل واحد على حده، ومن ثم تفصل قطع الدنا الناتجة بواسطة الرحلان الكهربائي على الهلام ويتم تحديد أطوال قطع الدنا الناتجة من خلال مقارنتها مع عياري مؤلف من قطع دنا بأطوال معروفة .


لمعرفة الترتيب الحقيقي لهذه القطع لا بد من إجراء قطع الدنا بإنزيمي اقتطاع في آنٍ وهو ما يسمى بالاقتطاع المضاعف Double digest، ومن ثم مقارنة نواتج الاقتطاع المضاعف مع القطع التي تنتج من قطع الدنا بكل إنزيم على حده (انظر المحاضرة النظرية الخامسة).

استخدام خرائط الاقتطاع في التحقق من ذاتية للدنا:

بما أن كل مورثة أو ناقل بلاسميدي تملك تسلسلاً محدداً، فتكون مواقع التعرف لإنزيمات الاقتطاع ثابتة فيها دوماً (مالم تطرأ عليها طفرة ما)، وبالتالي فإن المعالجة بإنزيم اقتطاع معين سوف يعطي نفس نموذج الاقتطاع دوماً restriction pattern (أي نفس عدد القطع و بنفس الأحجام).

يمكن الاستفادة من هذه الخاصية في التحقق من ذاتية مورثة أو ناقل ما، و لاسيما إذا كنا أمام عدد محدد من الاحتمالات (أي نعرف تقريباً ماهي الدنا التي لدينا).


في هذه الجلسة لدينا عينة من ناقل بلاسميدي مجهول الهوية، نشك في أنها واحد من ثلاثة نواقل معروفة لدينا هي: pAC20, pBTX117, pGAP420. لمعرفة ماهية البلاسميد المجهول اخترنا إنزيم اقتطاع هو *EcoRI*، حيث سنقوم بعمل قطع بوساطته لكل من العينة المجهولة و عينات المقارنة (البلاسميدات المعروفة)، سيتم بعدها إجراء ترحيل كهربائي لنواتج الاقتطاع، وبمقارنة أعداد و أحجام القطع الناتجة في كل حالة يمكننا تحديد هوية البلاسميد المجهول كما هو مبين في الشكل التوضيحي الآتي:



إنزيم *EcoRI*:

من إنزيمات القطع المحددة restriction enzymes، عزل من جراثيم الإيشيريشيا الكولونية من السلالة RY13، وهو مرئز على المورثة *ecoRIR* من جينوم الجرثوم.

يتعرف الإنزيم على التسلسل GAATTC من الدنا المستهدف و يقوم بقطعه بين الادينوزين و الغوانوزين، و ينتج عن القطع نهايات تماسكية sticky ends، سائبة من الطرف 5'.



درجة الحرارة المفضلة لعمل إنزيم *EcoRI* هي 37°C ، و للتخلص من الإنزيم و **تمسيخه** عندما نرغب بوقف تفاعل القطع نقوم برفع درجة حرارة الوسط إلى 65°C لمدة 15 دقيقة.
تقاس كمية الإنزيم بالوحدات الدولية IU حيث تعرف **الوحدة الدولية**: بأنها كمية الإنزيم اللازمة لقطع 1 مكغ من λDNA موجودة في حجم مقداره 50 ميكرو لتر من وقاء محدد ، خلال ساعة واحدة، في الدرجة 37°C .

التجهيزات و الأدوات المخبرية:

- حمام مائي
- ماصات ميكروبية مع رؤوس، أنابيب 1.5 مل مع غطاء.
- حوض رحلان كهربائي
- جهاز مولد جهد كهربائي (قابل للضبط)
- ملحقات: صواني Trays لصب الهلام، أمشاط combs لتشكيل آبار wells للعينات .
- جهاز ميكرو ويف أو سخان.
- أدوات زجاجية: أرلنماير، مقياس مدرج..

المواد و المحاليل اللازمة:

- إنزيم *EcoRI* (10IU/ μl)
- وقاء قطع خاص بإنزيم *EcoRI* (10X) مكون من: (10mM tris.cl, 100mM KCl, 1mM EDTA, 1mM DTT, 0,2 mg/ml BSA, 50% glycerine, pH 7.4)
- ماء خالي النكلياز
- بلاسميدات نقية: pAC20, pBTX117, pGAP420 .
- عينة بلاسميد مجهولة
- مستلزمات الرحلان الكهربائي (كما في الجلسة الثالثة).

طريقة العمل

أولاً: قطع الدنا البلازميدي بالإنزيم *EcoRI*:

يتم قطع كل من عينات البلازميدات المعطاة pAC20, pBTX117, pGAP420 و عينة البلازميد المجهول وفق البروتوكول التالي:

- يوضع 12 ميكرو لتر من الماء خالي النكلياز في أنبوب (1.5 مل) و يضاف له 2 ميكرو لتر من الـ **الوقاء** (10X) و 5 ميكرو لتر من **عينة الدنا** البلازميدي و نمزج جيداً بالماصة المكروية (سحب و تفريغ).
- يضاف 1 ميكرو لتر من الإنزيم ***EcoRI*** و نمزج جيداً بالماصة.
- يغلق الأنبوب بإحكام ثم يثقل الأنبوب لثواني معدودة.
- نحضن أنابيب العينات في الحمام المائي بالدرجة 37°C لمدة 30 دقيقة لإتمام عملية الاقتطاع.
- نرفع حرارة الحمام المائي إلى الدرجة 65°C و يترك لمدة 15 دقيقة لإيقاف تفاعل الاقتطاع.
- ثانياً. ترحيل عينات البلازميد المقطوعة على هلامه الآغاروز:
- يضاف لكل عينة من عينات البلازميدات المقطوعة 5 ميكرو لتر من صباغ التحميل 6xLoading dye.
- تحضر 100 مل من هلامه آغاروز بتركيز 1.5% (كما هو مبين في الجلسة الثالثة).
- تصب الهلامه و يوضع مشط ذو أسنان كبيرة (تتسع لعينات حجم 25 ميكرو لتر) و تترك الهلامه لتتصلب.
- ينزع المشط و توضع الهلامه في حوض الرحلان و تغمر بوقاء الترحيل (TAE 1x).
- تحمل كامل العينات المقطوعة على هلامه الآغاروز (pAC20, pBTX117, pGAP420 بالإضافة لعينة البلازميد المجهولة).
- ترحل العينات في حقل كهربائي (100 فولت) حتى وصول جبهة الملون الأزرق (بروموفينول) إلى مسافة 2 سم من حافة الهلامه.
- يوقف الرحلان و تنتقل الهلامه إلى جهاز الـ UV لإظهار الحزم، و نعمل صورة للهلامه.

تقييم النتائج:

ترسم نماذج الاقتطاع لكل العينات على تقرير الجلسة، نقارن نماذج الاقتطاع و نحدد هوية عينة الدنا المجهولة.

الجلسة السادسة

تصميم البوادي Primers design

مقدمة نظرية:


أولاً: البوادي Primer:

ذكرنا سابقاً أن الـ PCR تحتاج لبوادي، وهذا يعني أنه يجب أن تتوفر لدينا بعض المعلومات عن تسلسلات الدنا في القالب. لتضخيم التسلسل الهدف الموجود على قالب دنا معين يلزمنا عادة زوج من البوادي هما:

1. بادئ أمامي (fw) forward primer يرتبط في بداية التسلسل الهدف المراد target sequence تضخيمه، على الطاق 5' → 3' (الطاق السفلي في الشكل أدناه)، أي أن تسلسل هذا البادئ يكون مماثلاً لبداية الطاق العلوي 5' → 3'.


2. بادئ عكسي (rev) reverse primer يرتبط في نهاية التسلسل الهدف المراد تضخيمه على الطاق 5' → 3' (الطاق العلوي في الشكل أدناه)، أي أن تسلسل هذا البادئ يكون متمماً لنهاية الطاق العلوي 5' → 3'.

بادئ عكسي



بادئ أمامي


تفاعل (PCR)




نسخ عديدة من التسلسلات الهدف

يعتمد نجاح عملية الـ PCR لدرجة كبيرة على البوادي ، وفيما يأتي نورد الخصائص الرئيسية التي يجب أن تتمتع بها البوادي لنقوم بعملها على الوجه الأكمل:

1. أن يتراوح طولها بين 17-30 نيكليوتيد بما يكفي لجعلها انتقائية بحيث ترتبط على موقع واحد فريد Unique ضمن الجينوم، وهو الموقع الهدف دون غيره.
2. أن تحتوي من نيكليوتيدات (G + C) ما يقارب الـ 50%.
3. أن تكون درجات حرارة الارتباط T_m للبوادي التي سوف تستخدم في تفاعل واحد متقاربة جداً أو متساوية.
4. أن لا توجد تسلسلات تكرارية Runs ضمن البوادي لمنع ارتباط هذه الأخيرة مع التسلسلات التكرارية الموجودة في الجينوم.
5. أن لا يحتوي كل بادئ على حدة على تسلسلات نيكليوتيدية متتامة بداخله، وذلك لأنها تميل للارتباط فيما بينها وتشكل بنية ثانوية تشبه العروة Hairpin بدلاً من أن ترتبط مع الدنا القالب.



6. أن لا تكون تسلسلات البوادي متممة لبعضها لأن هذا يفضي إلى تشكل ثنائيات من هذه البوادي Primer dimer ويمنع تضخيم الدنا الهدف بنجاح.



تجدر الإشارة إلى وجود العديد من البرمجيات على شبكة الإنترنت، والتي تقوم بتصميم مجموعة من البوادي التي تناسب موقع الدنا الجينومي المراد دراسته، ومن أمثلة هذه البرمجيات primer-blast الموجود على متصفح NCBI، كما يوجد برامج يمكن تنزيلها والعمل عليها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت كما هو الحال مع البرنامج Primer designer version 2.0 والذي ستستخدمه في هذه الجلسة.

ثانياً: التسلسل الهدف

سنحاول تصميم بادئين أمامي و عكسي لتضخيم التسلسل الهدف التالي، و هو عبارة عن مورثة (orf10) من دنا بلاسميدي لجراثيم إيجابية الغرام، موقع المورثة (2145-3800) بين كود البدء ATG و كود التوقف TAA

				2145	atgact	agttttatttag	2161
cagaatcaga	cggtttaata	ttggggaaat	ttccaagtgg	aaaagtgtgtg	atccaacccg		2221
aagatagcaa	aataagcaat	cgaaatat	ttgtagtagg	tggtccagga	tcatttaaaa		2281
cacaaagtta	tgttttgcct	aatgttgtaa	ataatcgag	tacgtcaatt	gttgtaaccg		2341

atccaaaagg ggaaattttac
cggttgtcat aaatttttaaa
ttcgcaaadc aaatgatata
ccaaacggaa agattttttgg
atgtttatatt tgaatatgaa
aagaattttga tccacgctat
gtttgccaga cggacacgaa
gtgaagcaag accaaacatt
aagaagtatc agaattttacc
aaattttgttt atacgtgcta
tctttttcca acaaattgttt
tgccagtacc tttagtattg
acgagaattt tcttgcaacg
ctttgccccca gggctttgaa
atgccattaa aatatgtcta
aagtaaatga tacaacaatc
caaaaacaac taaccgaagc
tgattaccga aggggaagtt
tgttaattga cggtaaactt
atcttcttaa aaagcatgaa
ccaaagaata cattgaggaa
gcgccccaat ttttcatgag
tacctgaaca accgatcgaa
tgagtgatatt tctaagtagt
acagcgaatt accattttaa


gagttaacca atgaaataaa
gatttttttac taagttctag
aacaagattg cgaacgtcat
ttcaatgcac aattaaactt
ccaagcgcaa gaacaattga
aacgaagaag gtgtatcaga
gcaaaacgca gttactatatt
gttatttagtc tattgacgac
agtacaaacg atttttttctt
atttcccat tagatcgaac
acagagttat atttttttagg
ttactagatg aatttgtcaa
tgtcgagggt atcgtattttc
ctttacggag ataagaaatt
ggtggtgtag aggaacgac
aaagtatata caggcggaaac
ggaagtaagt cagaaagcta
atcaattttac aacaagaaga
tacatgttaa gaaaaacgcc
atttcacagc aagattatat
ttggaaaaac agcaciaaaca
aagaacaag aagatgattt
tcagaagtaa cagaagaaga
tttgatgaag gtatagagga

aaaagcccag ggcttcaaaa
gtacaatcca ttactttaca
agtatcagca aagaatgacc
attaaatacg ttgattaaat
gggtatttta gacttttttag
acttgatgaa caatttgagc
aggcttccga caagcacaaa
tttacaagat tttgttgata
tgaggaatta ggaacgtcaa
ttgggacggc ttagtgaatc
ggataagcac aacgcaaaat
tttgggctac tttccaacat
agttagtacc atattgcaat
taaagcgatc attgggaatc
cgccgaatac ttttcaagac
aagtgaaggt aaaacgtccg
cggttaccaa aaaaggcgat
aaatggcaga aaaagtattg
acaatttgaa ttgttcggaa
aagcagtc aaacggaattt
acgaaaagtg caactagcaa
gaataaaaaa gaaataaatc
ggaagaaaaa gaactatcaa
aaacacagcc aacaatgaca


2401
2461
2521
2581
2641
2701
2761
2821
2881
2941
3001
3061
3121
3181
3241
3301
3361
3421
3481
3541
3601
3661
3721
3781

ثالثاً. تشغيل برنامج Primer designer:


- لتشغيل البرنامج لإضغط أيقونة البرنامج primer.exe ستحصل على نافذة الترحيب الآتية:



- للانتقال إلى صفحة قوائم العمل اضغط الزر enter، ستشاهد النافذة الآتية:



- اضغط بالماوس على قائمة إنشاء برايمر primer create ثم اختر الأمر direct entry أي إدخال مباشر
- سنقوم الآن بلصق تسلسل البادئ الأمامي (أول 20 نكليوتيد من تسلسل المورثة *orf10*) في المربع المخصص، للقيام باللصق اضغط الزر الصغير في أعلى يسار الشاشة C:/، ثم اضغط edit ثم paste.



- للحصول على نتيجة تحليل أولية (غير مفصلة) اضغط enter: سيعطينا البرنامج مدى مطابقة البرايمر للمعايير المقبولة من حيث الطول length، محتوى الـ GC، درجة التلدن Tm، وجود Hairpin، تشكيل ثنائيات البوادي primer dimer، وجود تكرارات النكليوتيد runs. يدل وجود إشارة تعجب ! بجانب أي قيمة على عدم مطابقتها للمعايير المقبولة.

*** CREATE PRIMER ***

Direct Entry:

5' Ext: XXXXXXXXXX

Primer: ATGACTGTTTATTAGCAGAA

Press INS to change mode

INSERT MODE ← To Complete

MEETS CRITERIA SELECTED: NO

Length: 20 %GC: 30% Tm°C: 58 Hairpin: OK Dimers: OK Runs: !

C=Criteria E=Edit I=Inspect S=Save+Exit

← Completes entry and evaluates; Select Edit to return to entry box.

- لحفظ البادئ و الانتقال لتحليل بادئ ثاني اضغط save ، أما للحصول على تفاصيل أكثر عن نتيجة التحليل فاضغط Inspect ستشاهد النافذة التفصيلية الآتية:

*** PRIMER ANALYSIS ***

Sequence: 5'-ATGACTGTTTATTAGCAGAA-3'


Length: 20 5' Ext: --none--

Composition: A:7 C:2 G:4 T:7


Criteria	Criteria Setting	Actual	Meets Criteria
% GC	Min 50, Max 60	30	NO
Tm°C	Min 55, Max 80	58	YES
No Hairpins	Energy cutoff 0.0 kcal	--	YES
No 3' Dimers	Reject >= 3 matches at 3' end	2	YES
No Dimers	Reject >= 7 adj homol bases	3	YES
No Runs	Reject >= 3 base runs	3	NO
No 3' GC runs	Reject >= 3 G or C at 3' end	0	YES

U=Unique F=FalsePri H=HairPn D=Dimers P=Print ESCape

- في أسفل هذه النافذة توجد أزرار تعطي مزيداً من التفاصيل عن نتيجة تحليل البادئ، مثلاً بالضغط على الزر Dimers نشاهد بالتفصيل شكل ثنائيات البوادئ التي يقوم جزيء البادئ ببنائها مع نفسه كما توضح النافذة في الأسفل:



- للرجوع للخلف اضغط escape مرتين ثم اضغط زر save لحفظ نتائج البادئ الأمامي و الانتقال لتحليل البادئ العكسي. سينشئ البرنامج في الأسفل جدولاً للبراميرات التي تقوم بحفظها Primer list.
- اضغط بالماوس على قائمة إنشاء برامير primer create ثم اختر الأمر direct entry أي إدخال مباشر



- سنقوم الآن بلصق تسلسل البادئ العكسي (التسلسل المتمم و المعكوس لآخر 20 نكليوتيد من المورثة) ، للقيام باللصق اضغط الزر الصغير في أعلى يسار الشاشة C:/، ثم اضغط edit ثم paste.
- للحصول على نتيجة تحليل أولية (غير مفصلة) اضغط enter، أما للحصول على تفاصيل أكثر عن نتيجة التحليل فاضغط Inspect

C:\Users\HP\Desktop\primer.exe

*** CREATE PRIMER ***

Direct Entry:

5' Ext:

Primer:

Press INS to change mode

INSERT MODE ← To Complete

MEETS CRITERIA SELECTED: NO

Length: 20 xGC: 30% Tm°C: 64 Hairpin: OK Dimers: OK Runs: ?

C=Criteria E=Edit I=Inspect S=Save+Exit

← Completes entry and evaluates; Select Edit to return to entry box.

- اضغط زر save لحفظ نتائج البادئ العكسي، ستشاهد جدولاً في الأسفل يتضمن البوادي التي قمت بتحليلها و حفظها ، مرتبة و مرقمة تسلسلياً.
- لفحص البادئين الأمامي و العكسي معاً (أي معرفة مدى ملائمة مشاركتهما معا في تفاعل PCR واحد) اختر قائمة Analyze ثم الأمر Primer pair .

C:\Users\HP\Desktop\primer.exe

Primer/Create Modify **Analyze** Molecule-Ops Quit

Active Primer
Primer Pair
Multi Primer

*** PRIMER LIST ***

#	Molecule	Crit	Pos	Len	5' Ext <if any> - Sequence
1		?		20	ATGACTGTTTATTAGCAGAA
2		?		20	TAAAAATGGTAATTCGGTGT

1-6 = Set Active primer; R = Remove primer; C = Clear List; M = Map Primer

C:\Users\HP\Desktop\primer.exe

Primer/Create Modify Analyze Molecule-Ops Quit

*** PRIMER PAIR ANALYSIS ***

Please enter primer #s (from Active Primer List, below) to indicate which two primers to analyze.

Primer A: 1
Primer B: 2

To Cancel Press: [ESC]

*** PRIMER LIST ***

#	Molecule	Crit	Pos	Len	5' Ext (if any) - Sequence
1	!			20	ATGACTGTTTATTAGCAGAA
2	!			20	TTAAAATGGTAAATTCGCTGT

1-6 = Set Active primer; R = Remove primer; C = Clear List; M = Map Primer

- كما هو مبين في الأعلى عليك اختيار أرقام البادئين A, B الذين ترغب في فحصهما ، في حالتنا هذه 1 و 2.
- ستحصل مباشرة على جدول يوضح نتيجة تحليل زوج البادئين A, B

C:\Users\HP\Desktop\primer.exe

*** PRIMER PAIR ANALYSIS ***

Primer A (bp 1) : 5'-ATGACTGTTTATTAGCAGAA-3'
Primer B (bp 1) : 5'-TTAAAATGGTAAATTCGCTGT-3'

Primer Balance:	-A-	-B-	Comment
Length	20	20	
% GC	30!	30!	
Tm°C	58	64	6°C difference

Primer Cautions:

	-A-	-B-	
Runs of G/C at 3' end	0	0	
Runs of bases (any)	3	4!	Runs found
Hairpins	OK	OK	

Primer Dimers:

	A:A	B:B	A:B
3' end matches	2	1	3!
Any adj homol bases	3	4	4

A=AnalProd H=HairPn D=Dimers P=Print ESCape

الجلسة السابعة
تعريف ببوك الدنا ورسم الخرائط الوراثية

DNA data banks ببوك الدنا

1: AX377531. Reports Sequence 8 from P_[gi:19573717]

Features Sequence

الموقع و طول الدنا	LOCUS	AX377531	6648 bp	DNA	linear	PAT 18-MAR-2002
	DEFINITION	Sequence 8 from Patent WO0212553.				
	ACCESSION	AX377531	رقم براءة الاختشاف			
الإصدار	VERSION	AX377531.1	GI:19573717			
	KEYWORDS	-				
مصدر الدنا	SOURCE	بنية صناعية synthetic construct				
اسم المصنعية	ORGANISM	synthetic construct other sequences; artificial sequences.				
	REFERENCE	1				
	AUTHORS	Kappel,A., Polakowski,T., Pignot,M., Windhab,N., Behrens-dorf,H. and Muth,J.				
النشرة المرجعية	TITLE	Method for detecting mutations in nucleotide sequences				
	JOURNAL	Patent: WO 0212553-A 8 14-FEB-2002; Nanogen Recog-nomics GmbH (DE)				
	FEATURES	Location/Qualifiers				
	source	1..6648 /organism="synthetic construct" /mol_type="unassigned DNA" /db_xref="taxon:32630" /note="Plasmid pMAL-c2x"				
التسلسل الكامل	ORIGIN	1 ccgacaccat cgaatggtgc aaaacctttc gcggtatggc atgatatgcgc ccggaagaga 61 gtcaattcag ggtggtgaat gtgaaaccag taacgttata cgatgtcgca gagtatgccg				


```

121 gtgtctctta tcagaccgtt tcccgctgtg tgaaccaggc cagccacgtt tctgcgaaaa
181 cgcgggaaaa agtggaaagc gcgatggcgg agctgaatta cattcccaac cgcgtggcac
241 aacaaactggc gggcaaacag tctgtgctga ttggcgttgc cactccagc ctggccctgc
301 acgcgcgcgtc gcaaatgttc gggcgatga aatctcgcgc cgtacaaactg ggtgcacagc
361 tgggtggtgtc gatggtagaa cgaagcggcg tcgaagcctg taagagcgccg gtgcacaaac
421 tcttcgcgca acgcgtcagt gggctgatca ttaactatcc gctggatgac caggtatgca
481 ttgctgtgga agctgcctgc actaatgttc cggcgttatt tcttgatgtc tctgaccaga
-----
-----
-----
-----
6121 catgttaagg gcggtttttt cctgttttgt cacttgatgc ctccgtgtta gggggaaattt
6181 ctgttcatgg gggtaantgat accgatgaaa cgaagagaga tgctcacgat accgggttaact
6241 gatgatgaac atgcccgtt actggaaagt ttgagaggta aacaaactggc ggtatggatg
6301 cggcgggacc agagaaaaat cactcaggtt caatgccagc gcttcgttaa tacagatgta
6361 ggtgttccac agggtagcca gcagcatcct gcgatgcaga tccggaaacat aatgggtgcag
6421 ggcgtgact tccgcgtttt cagactttac gaaacacgga aaccgaagac cattcatggt
6481 gttgctcagg tcgcagacgt tttgcagcag cagtcgcttc acgttcgctc gcgtatcggc
6541 gattcattct gctaaccagt aaggcaaccc cgcagccta gccgggtcct caacgacagc
6601 agcacgatca tgcgcaccgc tggccaggac ccaacgtgca ccgaaattt

```

Disclaimer | Write to the Help Desk
NCBI | NLM | NIH

تضم بنوك الدنا الموجودة على الشبكة العنكبوتية تسلسلات النكليوتيدات لجينومات معظم الكائنات الحية ، بالإضافة إلى بلاسميدات و تسلسلات البنى الصناعية (النواقل Vectors) التي صممها البشر و المستخدمة محبرياً. أحد أهم بنوك الدنا موجود على صفحات المركز الوطني لعلوم التقانة الحيوية NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov). فبعد الدخول إلى المتصفح المذكور يمكن اختيار Genbank من قائمة display ثم البحث عن مورثة أو جينوم أو ناقل... إلخ. و في مثالنا المبين في الشكل أعلاه بحثنا عن تسلسل الناقل الصناعي pMAL-p2x.

نرى في الشكل المعلومات التي يزودنا بها بنك الدنا عن هذا الناقل الصناعي و تتضمن: الموقع على البنك، اسم الناقل، طوله، براءة اكتشافه، مصدر الدنا ، النشرات المرجعية، التسلسل الكامل... إلخ.

رسم الخرائط الوراثية

نظراً لضخامة المعلومات المخزنة في بنوك الدنا ومن أجل ضغط المساحة ما أمكن، فإن البيانات التي نحصل عليها من بنك الدنا تكون دوماً سيل من النكليوتيدات مصفوفة بشكل أعمدة (من 10 نكليوتيدات) و مرقمة. و تعتبر هذه الطريقة جافة نوعاً ما كما أنه لا يمكن تمييز المورثات و الأجزاء الوظيفية أو غير الوظيفية عن بعضها، لذلك من المفيد جداً عمل خريطة وراثية إنطلاقاً من البيانات المقدمة من بنك الدنا.

هناك الكثير من البرمجيات التي تساعد في رسم هذه الخرائط الوراثية و منها البرنامج pDRAW32 المتاح للاستخدام المجاني على صفحة www.acaclone.com و الذي سنتعرف على بعض تطبيقاته في هذه الجلسة و تشمل:

1. رسم خريطة لدنا خطي أو حلقي و تحريرها و تنسيقها بالشكل المرغوب
2. حساب النسب المئوية لثنائيات النكليوتيد GC و AT
3. تحديد مواقع إنزيمات القطع المقيدة restriction enzymes بشكل آلي و ما يتفرع عن ذلك:

- تحديد عدد و أسماء الإنزيمات التي تقطع
 - تحديد عدد مرات القطع و أطوال القطع الناتجة
 - 4. تحديد بداية و نهاية كل مورثة (إطار قراءة ORF)
 - 5. تحديد مواقع تنظيم التعبير الجيني كـ promoters
 - 6. ترجمة تسلسل الدنا إلى الحموض الأمينية الموافقة لها (الحصول على تسلسل البروتين)
 - 7. تصميم البوادي و حساب خواصها الفيزيائية و الكيميائية (بشكل مشابه لبرنامج Primer dsigner في الجلسة السابقة).
 - 8. مقارنة تسلسلين أو أكثر ببعضهما و إيجاد مناطق التشابه و الاختلاف، أو إيجاد الطفرات.
 - 9. عمل صور رحلان افتراضية للدنا أو ناتج قطعها بإنزيمات معينة
- لتشغيل البرنامج:**
- اضغط أيقونة pDRAW32 ← فتح نافذة البرنامج الأساسية
 - اختر من قائمة ملف ← الأمر new ← enter new sequence ← الحصول على نافذة بيضاء يمكنك كتابة أو لصق التسلسل الذي ترغب في عمل خارطة وراثية له.

pDRAW32 - New DNA entry - 390 bp.

File Edit View Settings Utilities Window Help

New sequence - use [Ctrl]-V to paste

```

ccgacacccat cgaatgggtgc aaaaccttgc gcggtatggc atgatagcgc ccggaagaga 61 gtcaattca
cgcggggaaaa agtgggaagcg gcgatggcgg agctgaatta cattccaac cgctgggcac 241 aacaac
tggtggtgtc gatggtagaa cgaagcggcg tcgaagcctg taaagcggcg gtgcacaate 421 ttctcgcg
caccatcaa cagtattatt ttctccatg aagacgggtac gcgactgggc gtggagcacc 601 tggtcgcatt
cggaacggga aggcgactgg agtgccatgt ccggttttca acaaacatg caaatgctga 781 atgagggc
acgataccga agacagctca tgttatatcc cgccgttaac caccatcaaa caggattttc 961 gectgctgg
cgcaaacccg ctctccccgc gcgttgccg attcattaat gcagctggca cgacaggtt 1141 cccgact
tcaggcagcc atcggaagct gtggtatggc tgtgcaggtc gtaaatcact gcataatcg 1321 tgtcgtca
attgtgagcg gataacaatt tcacacagga aacagccagt ccgttaggt gtttcacga 1501 gcattcac
accggaatta aagtcacgtg tgagcatcgg gataaactgg aagagaaatt cccacaggtt 1681 gcggca
ccgtttacct gggatgccgt acgttacaac ggcaagctga ttgctaccg gatcgtgtt 1861 gaagcgttat
ctgcaagaac cgtacttcac ctggccgctg attgctgtg acgggggtta tgcgttcaag 2041 tatgaaac
tccatgcag aagctgcctt taataaaggc gaaacagcga tgaccatcaa cggcccgctg 2221 gcattg
ccgaacaaag agctggcaaa agagtccctc gaaaactatc tgctgactga tgaaggtctg 2401 gaagcgt

```


Paste

Cancel

OK

- في حالتنا اليوم سنقوم سنفتح الملف pMAL للنقل الصناعي الموضح في بداية الجلسة، وسنقوم بنسخ النكليوتيدات (من 3300 و حتى 4400 حيث نعلم أن هذه النكليوتيدات تشمل مورثة المقاومة للأمبسللين كواسمة انتقائية تميز هذا الناقل).

- قم ب لصق التسلسل الذي نسخته في المربع الأبيض ثم اضغط ok ← الحصول على خريطة أولية للتسلسل المدخل new DNA entry كما في الشكل الآتي:




- نلاحظ في الخريطة الأولية طول التسلسل، مواقع التعرف لإنزيمات القطع، توزيع الثنائية GC على طول التسلسل، بداية و نهاية المورثة (دون تسمية) ممثلة بسهم أسود رفيع.


لتخصيص الدنا المدخلة:

- يمكن إعطاء اسم للخارطة ، تحديد خواص الدنا (حلقي، خطي)، تسمية المورثات بداخله من خلال اختيار قائمة edit الأمر DNA name, properties... فتحصل على النافذة التالية:

- قم بإعطاء اسم للدنا و اختر شكله (في حالتنا خطي linear) يمكن اختيار نوع و لون الخط كما هو مبين
- لتحديد بداية ونهاية مورثة المقاومة للأمبسلين اختر من النافذة السابقة قائمة special ← اضغط create annotation
- ← ثم preview ← سيتم إضافة مربع يبين بداية ونهاية المورثة (976-118) الغير معرفة بعد ORF




- لإعطاء اسم للمورثة ختر قائمة Annotation data ← ثم أدخل اسم المورثة و بدايتها 118 و نهايتها 976 و نمطها ORF و اتجاها ← اضغط Add ← يتم تمثيل النتائج بسهم أصفر يمثل المورثة.




- اضغط لتثبيت النتائج و إغلاق نافذة DNA information
- يمكن حفظ ماتم إنجازه حتى الآن في ملف على سطح المكتب أو أي مجلد كما هو الحال مع نظام windows حيث يتم إعطاء اسم للملف و امتداد هو *.PDW.

ترجمة التسلسل وإظهار مواقع القطع بشكل جدولي


- اختر قائمة view ← الأمر sequence ← سيتم فتح نافذة تظهر تسلسل النكليوتيدات الكامل و ترجمته إلى الحموض الأمينية الموافقة، بالإضافة إلى وضع مواقع إنزيمات القطع فوق التسلسل كما في الشكل:



- لتحليل مواقع قطع إنزيمات الاقتطاع اختر قائمة view ← الأمر restriction analysis ← ستحصل على جدول بأسماء إنزيمات الاقتطاع ، تسلسل موقع التعرف، عدد المرات التي يقطع فيها الإنزيم و أطوال القطع الناتجة، كما هو مبين في الشكل:
- مثلاً: الإنزيم AclI يقطع مرة واحدة في الموقع 239 و ينتج عن ذلك قطعتين أطولهما على التوالي 239 و 861 زوجاً نكليوتيدياً




- يمكن عمل رحلان افتراضي لنواتج القطع بإنزيم أو أكثر من الإنزيمات التي نختارها بأنفسنا ، و ذلك بالذهاب إلى قائمة view ثم الأمر Agarose gel
- سستشاهد صورة الرحلان الافتراضية ، حيث تبين عدد الحزم الناتجة من كل إنزيم و مواقعها بالنسبة لسلم دنا (يمكن اختياره)
- يمكن اختيار النسبة المئوية لمادة الأغاروز في الهلام، و نوع سلم الدنا DNA MW-marker، و إظهار عصابات الملونات color dyes (سيان، برتقالي، أزرق). كما يمكن إظهار أطوال العصابات باختيار show bp.



00 bp. - (Plot)

Settings Utilities Window Help




الجلسة الثامنة

استخدام تقنية PCR في التحليل الوراثي

الكشف عن الاستعداد الوراثي للبدانة من خلال تحليل مورثة ADRB2 باستخدام تقنية ARMS

مقدمة نظرية:

هناك العديد من المورثات التي تلعب دوراً هاماً في تنظيم عمليات استقلاب الطاقة و حرق الدهون أو تخزينها في الجسم، وذلك من خلال إنتاجها لهرمونات أو عوامل أو مستقبلات بروتينية غشائية، أحد أهم تلك المورثات المدروسة بشكل جيد هي مورثة المستقبل الأدرنجي $\beta 2$ (اختصاراً ADRB2) تتوضع هذه المستقبلات في أغشية الخلايا و لاسيما خلايا النسيج الشحمي ، حيث تربط هذه المستقبلات العوامل العصبية التي تحرض عملية حرق الدهون و إنتاج الحرارة بآلية معقدة كما هو مبين في الشكل.



Large adipocyte

تؤدي الطفرات التي تسبب تغييراً في بنية هذا المستقبل إلى ضعف في قدرته على ربط النواقل العصبية مما يخفض عمليات حرق الدهون و تراكمها في الخلية الشحمية و لاسيما في مناطق البطن و الأرداف مما يؤدي إلى القابلية للإصابة بالبدانة و أمراض استقلابية أخرى (ارتفاع الشحوم، السكر.....).

أحد أشكال التغيرات الوراثية التي يمكن أن تحدث هو التعددية الشكلية وحيدة النكليوتيد SNP (راجع محاضرة الطفرات).

ماهي الـ SNP؟

يقصد به أن يكون لمورثة معينة في جماعة حية نمطان جينيان **genotypes** ، يختلفان عن بعضهما بنكليوتيد وحيد وبنسبة تواجدهما في الجماعة الحية.

في حالة مورثة ADRB2 يمكن أن تأخذ في البشر نمطين :

1. النمط الأكثر شيوعاً يحوي نكليوتيد السيتوزين في الموقع 79 (.....CAA.....)

2. النمط الثاني الأقل شيوعاً يحوي الغوانوزين في الموقع 79 (.....GAA.....)

يؤدي تبدل C إلى G إلى تبدل الحمض الأميني رقم 27 من Gln إلى Glu و هذا مايسمى تعددية شكلية وحيدة النكليوتيد يرمز لها إما C79G أو Gln27Glu. يؤدي هذا التبدل إلى إضعاف وظيفة المستقبل الغشائي و الاستعداد الوراثي للإصابة بالبدانة.

ملاحظة: يمكن أن يكون الفرد متمثل اللواقح **Homozygous** لأحد النمطين الوراثيين (الطبيعي أو الطافر) و يمكن أن يكون الفرد متخالف اللواقح **Heterozygous** ، أي أحد الأليلين يحوي C في حين يحوي الأليل الثاني G

ماالفارق بين الـ SNP و الطفرة؟


هناك بعض الفوارق نوجزها فيما يأتي:

- التعددية الشكلية وحيدة النكليوتيد SNP توجد بشكل طبيعي و بنسبة معينة في الجماعة الحية.
- تختلف نسبة الـ SNP ضمن نفس الجنس من عرق لآخر (مثلا ضمن الجنس البشري تختلف من القوقازيين إلى الأفارقة).
- نسبة تواجد الطفرات بين أفراد جماعة معينة عادة قليلة جداً، أما وجود الـ SNP فيكون بنسب ملحوظة (أكثر من 1% من أفراد الجماعة الحية لديهم SNP معين)
- لا يؤدي الـ SNP إلى تعطيل كامل للوظيفة ولكن قد يسبب زيادة أو نقصاناً في وظيفة بروتين معين مما يؤدي إلى اختلاف النمط الظاهري phenotype للأفراد.


هناك طرق عدة لتحليل لكشف التعدد الشكلي وحيد النكليوتيد ، إحداها هي طريقة ARMS:

تعتمد هذه الطريقة على أخذ عينة دنا من الشخص ثم إجراء تفاعلي PCR باستخدام ثلاثة بوادي مصممة وفق طريقة خاصة:

- البادئ الأول عكسي و يرتبط على نهاية مورثة ADRB2 و يشار له بـ rev-primer
- البادئ الثاني أمامي و نوعي للنمط الطبيعي wild type، حيث ترتبط النهاية 3' للبادئ عند النكليوتيد C في الموقع 79، يسمى wild-fw-primer



- البادئ الثاني أمامي و نوعي للنمط الطافر mutant، حيث ترتبط حيث ترتبط النهاية 3' للبادئ عند النكليوتيد G في الموقع 79، يسمى mut-fw-primer



في أنبوبين منفصلين و باستخدام نفس العينة (من نفس المريض) يتم إجراء تفاعلي الـ PCR الآتيين:

يجرى الـ PCR1 باستخدام البادئين wild-fw-primer , rev-primer

في حين يجرى الـ PCR2 باستخدام البادئين mut-fw-primer , rev-primer

فإذا كان كلا تفاعلي الـ PCR إيجابياً فعندها يكون الفرد متخالف اللواقح و يحوي أحد أليلاته C79 في حين يحوي الأليل الثاني G79. أما إذا كان أحد التفاعلين إيجابياً فيكون الفرد متماثل اللواقح و الجدول التالي يوضح النتائج و تفسيرها:

نتيجة PCR1	نتيجة PCR2	التقييم النهائي
+	+	Heterozygous C/G
+	-	Homozygous C
-	+	Homozygous G
-	-	Invalid

عملي مقرر البيولوجيا الجزيئية
لطلاب الصيدلة- المستوى الرابع
التجهيزات المخبرية:

- حمام مائي
- ماصات ميكروبية مع رؤوس، أنابيب PCR قياس 0.2 مل مع غطاء.
- ثلج مع حوامل لأنابيب الـ PCR
- حوض رحلان كهربائي
- جهاز مولد جهد كهربائي (قابل للضبط)
- ملحقات: صواني Trays لصب الهلام ، أمشاط combs لتشكيل آبار wells للعينات .
- جهاز ميكروويف أو سخان.
- أدوات زجاجية: أرلماير، مقياس مدرج.

المواد و المحاليل اللازمة:

- ماء خالي النكلياز
- وقاء 10X PCR buffer (fermentase) يحوي شوارد كلوريد المغنسيوم (20mM)
- مزيج من النكليوتيدات منقوصة الأوكسجن (dNTPs (10mM each
- بوادئ عدد 3
- محلول حل الخلايا lysis buffer (50 mM NaOH, 0,25% SDS)
- إنزيم Taq polymerase (5units/ μ l)
- مستلزمات الرحلان الكهربائي (كما في الجلسة الثالثة).

طريقة العمل

أخذ العينة من المريض و تحضيرها:

- باستخدام ماسحة swap نقوم بأخذ عينة من خلايا الطبقة الظهارية للبطانة الفموية.
- يقص رأس الماسحة و يوضع في أنبوب 1.5 مل يحوي القليل من وقاء حل الخلايا lysis buffer.
- يغلق الغطاء و يوضع الأنبوب على الرجاجة لبضع ثواني، ثم يفتح الغطاء و يخرج رأس الـ swap و يرمى.
- تحضن العينة في الدرجة 90°C لمدة 10 دقائق.
- يضاف للعينة 9 أحجام من الماء منزوع النكلياز ، وبذلك تكون الحلاية الخلوية جاهزة لاستخدامها في الـ PCR.

مزج مكونات الـ PCR.

تجرى جميع الخطوات على حامل أنابيب PCR مبرد مسبقاً.

- يجهز لكل مريض أنبوباً PCR سعة 0.2 ml، و يكتب عليهما اسم المريض و يعطى أحدهما الرقم 1 و الآخر رقم 2.
- يحضر من كل عينة تفاعلي PCR بخلط المكونات كما هو مبين في الجدول الآتي (مع مراعاة تسلسل إضافة المواد):

الحجم المضاف	مكونات الـ PCR1	مكونات الـ PCR2
37.5 µl	H ₂ O	H ₂ O
5 µl	10x PCR buffer	10x PCR buffer
1 µl	dNTPs(10mM each)	dNTPs(10mM each)
2 µl	Rev-primer (20µM)	Rev-primer (20µM)
2 µl	wild-fw-primer (20µM)	Mut-fw-primer (20µM)
2 µl	DNA template	DNA template
0.5 µl	Taq-polymerase (5u./ µl)	Taq-polymerase (5u./ µl)

- بعد الانتهاء من إضافة المكونات نمزج جيداً بواسطة الماصة المكروية ، ثم نغلق الأنابيب.

برمجة المدور الحراري و بدء ال PCR

- تتم برمجة المدور الحراري كالآتي:

Stage	temperature	time	Cycles
Denaturing	95°C	2 min	1
	95°C	45 sec	X 30
Hibridiyation	58°C	45 sec	
Elongation	72°C	45 sec	
	72°C	10 min	1

- توضع العينات في الجهاز و نبدأ ال PCR، يستغرق البرنامج حوالي ساعة و عشرون دقيقة.

ترحيل العينات و تقييم النتائج

- تصب هلامة أغاروز بتركيز 1.5% حاوية على ملون بروميد الإيتديوم كما مر معنا في جلسة الرحلان الكهربائي.

- يؤخذ 10 ميكرو لتر من كل عينة ويضاف لها 2 ميكرو لتر من صبغة التحميل 6x loading dye



- تحمل العينات على الهلامة و تطبق فرق توتر 100 فولت لمدة 45 دقيقة أو حتى وصول الجبهة الزرقاء على بعد 2سم من نهاية الهلامة.

- يوقف الرحلان و توضع الهلامة على منضدة ال UV.

- تقييم النتائج وفق الجدول الآتي

نتيجة PCR1	نتيجة PCR2	التقييم النهائي
+	+	Hterozygous C/G
+	-	Homozygous C
-	+	Homozygous G
-	-	Invalid

يكون الأشخاص متماثلو اللواقح للنمط الطافر G/G مؤهين للأصابة بالبدانة و ما يرافقها من اضطرابات استقلابية.



الجلسة العاشرة

تلطيخ الدنا بطريقة سوزرن

Southern Blot

مقدمة نظرية

بالنظر إلى حزم الدنا بعد تفريقها بهلام الأغاروز وصبغها بالإيثيديوم بروميد نجد أن هذه الحزم تبدو متشابهة مع أن تسلسلات الدنا فيها تكون مختلفة، وحتى إن قطع الدنا التي لها نفس الطول (أي إنها موجودة في نفس الحزمة)، يمكن أن تختلف فيما بينها من حيث تسلسلات الدنا. وبالطبع فإن تسلسل النيكليوتيدات في جزيء الدنا هو الذي يلعب الدور الرئيس من حيث الوظيفة، ولهذا فقد تم تطوير العديد من الأساليب لتمييز حزم دنا ذات تسلسلات معينة عن غيرها من الحزم الموجودة على الهلام، وترتكز هذه الأساليب بشكل رئيس على استعمال مسابر Probes من عديدات النيكليوتيد يتم تهجينها Hybridization مع ما يتمها الدنا المدروس.

ومن أهم تلك الأساليب التلطيخ الذي يتضمن استعمال مسابر للبحث عن تسلسلات معينة من الدنا بعد فصلها بهلام الأغاروز يسمى تلطيخ سوزرن Southern نسبة إلى الباحث Ed Southern الذي طور هذه التقنية.

تلطيخ سوزرن Southern hybridization

في تلطيخ سوزرن يصار إلى فصل قطع الدنا المدروس على هلام الأغاروز ومن ثم نقلها، وتثبيتها على غشاء Membrane بشكل يحافظ على التوضع الذي كانت عليه في الهلام، حيث إنه بعد إجراء الرحلان الكهربائي يتم تمسيخ قطع الدنا المفصولة باستعمال محلول قلوي وهي خطوة مهمة حيث يساعد كون خيوط الدنا مفردة السلسلة في أن يرتبط عليها المسبار الذي يحتوي تسلسلات متممة.

بعد التمسح يتم نقل قطع الدنا من الهلام إلى الغشاء، ويمكن إجراء عملية النقل تلك بمساعدة التيار الكهربائي ولكن عادة ما تتم باستخدام الخاصية الشعرية Capillary action حيث يتم وضع الهلام على تماس مع الغشاء ومن ثم يقوم وقاء بتركيبية معينة بالمرور عبر الهلام باتجاه الغشاء فتتحرك قطع الدنا مع حركة الوقاء عبر الهلام إلى الغشاء، وينتهي المطاف بقطع الدنا تلك أن تصبح محتجزة في الغشاء.

وقد كانت أغشية النيتروسلولوز Nitrocellulose

تستعمل لهذا الغرض في الماضي بكثرة، وأما الآن فتستعمل أغشية النايلون Nylon membranes، وذلك لأن أغشية النيتروسلولوز سهلة التمزق مما يصعب التعامل معها.

بعد إتمام النقل يتم تثبيت قطع الدنا على الغشاء بحيث لا تنفصل عنه بعد ذلك، ويمكن أن يتم ذلك بأساليب عدة منها الشي Baking بفرن بدرجة حرارة (٨٠°م) أو إجراء عملية الوصل المتصالب Cross-linking باستعمال الأشعة فوق البنفسجية.

ويعتمد هذا الأسلوب الأخير على تشكيل روابط متصالبة بين عدد من ثملات الثايمين من الدنا مع المجموعات الأمينية والزرر الكيميائية المشحونة إيجابياً الموجودة على سطح غشاء النايلون.

بعد انتهاء عملية التثبيت تبدأ عملية التهجين Hybridization فيتم حضن الغشاء ضمن محلول يحتوي على مسابر موسومة Labelled probes من الدنا أو الرنا مفرد السلسلة.

يرتبط المسبار الموسوم (المؤلف من عديد نيكليوتيد) مع التسلسلات المتممة له من الدنا الهدف الموجود على الغشاء، إن هذا الارتباط يفرضي إلى ربط المسبار وحيد السلسلة مع الغشاء بروابط هيدروجينية كالتي تربط عادة بين شريطي الدنا في حلزون الدنا المضاعف، يتم غسل الغشاء بشكل متكرر بعد هذا لإزالة كل ارتباط غير انتقائي بين المسبار والغشاء، وإذا لم يكن الضد الأولي موسوماً مباشرة يتم تقصي الأضداد الأولية بضد ثانوي مناسب يكون موسوماً بشكل مناسب (لونياً أو تآلقياً مثلاً)، من ثم يتم الكشف عن مواضع الارتباطات الانتقائية تلك من خلال تعريض الغشاء إلى فلم حساس للضوء.

التجهيزات المطلوبة:

- مستلزمات الرحلان الكهربائي
- حوض بلاستيكي، صفائح زجاجية، أنابيب تهجين مع غطاء، أثقال معدنية.
- جهاز ربط متصالب UV cross-linker

• فرن تهجين Hybridization oven

المواد و المحاليل:

- ورق واتمان (كرتون) ، محارم ورقية، غشاء نايلون، سولوفان تغليف نايلون شفاف.
- محلول تسميخ (NaOH 0.5M, NaCl 1.5 M) denaturing solution
- محلول تعديل (NaCl 3M, tris.Cl 1M , pH 7) neutralization solution
- وقاء نقل (10xSSC) transfer buffer
- وقاء ماقبل التهجين prehybridization buffer .
- وقاء التهجين hybridization buffer (6xSSC, SDS 0.5%, denatured DNA 100µg/ml, 50%) (formamide)
- وقاء غسيل (2xSSC, SDS 0.1%).
- مسابر موسومة isotope-labelled probes

طريقة العمل:


ترحل عينة الدنا على هلامة الأغاروز كما مر معنا في الجلسات السابقة، مع فارق وحيد وهو عدم إضافة ملون بروميد الإيثيديوم. بعد ذلك تجهز الهلامة لإجراء عملية نقل عصابات الدنا إلى غشاء النايلون، حيث تمشخ الدنا لفصل طاقها و ذلك بوضع الهلامة في حوض يحوي وقاء التسميخ denaturing buffer ، مع التحريك (على صفيحة متحركة) لمدة 30 دقيقة. يضاف بعد ذلك وقاء التعديل neutralizing buffer مع التحريك لمدة 10 دقائق.

1. نقل الدنا إلى الغشاء DNA transfer:

يجري تركيب جهاز النقل كالتالي:

- يؤخذ حوض بلاستيكي و يوضع عليه صفيحة زجاجية تغطيه جزئياً، و تؤخذ شريحة من ورق واتمان و تثني من طرفيها ثم توضع على الصفيحة الزجاجية بحيث ينزل طرفا الورق في الحوض البلاستيكي.
- يملأ الحوض بوقاء النقل، و تبلل شريحة الورق أيضاً بهذا الوقاء
- نقص قطعتين من ورق واتمان بنفس قياس الهلامة و تبللان بوقاء النقل ثم توضعان فوق بعضهما على سطح شريحة الورق الكبيرة. تزال الفقاعات الهوائية بين شرائح الورق بتدوير قضيب زجاجي على سطح قطعة الورق العليا.
- ملاحظة : وجود أي فقاعات هوائية يمنع امتصاص (استشراب) الورق للوقاء في مكان الفقاعات .
- يمد هلام الأغاروز بلطف على الورق و يبلل بوقاء النقل ثم تزال الفقاعات الهوائية بين الهلام و الورق بتدوير قضيب زجاجي على سطح الهلام.

- توضع قطعتي ورق واتمان أخريين على سطح الهلام بعد تبليلهما بوقاء النقل، و تزال الفقاعات كما سبق.
- توضع عدة طبقات من المحارم الورقية على السطح و يغطى المجموع بصفيحة زجاجية، و يوضع على سطحها عدد من الأثقال ويترك المجموع طوال الليل.



2. التهجين Hybridization

- تنتزع الأثقال و صفيحة الزجاج والمحارم و يستخرج غشاء النايلون الحاوي على عصابات الدنا و يغمس الغشاء في محلول 6x SSC ثم يوضع في جهاز الـ UV لإحداث ربط متصالب بين الدنا و الغشاء.
- يوضع الغشاء في انبوب تهجين زجاجي مزود بغطاء و يضاف له كمية من وقاء ما قبل التهجين prehybridization buffer و يوضع على الحامل الدوار في فرن التهجين hybridization oven في درجة 42 مئوية لمدة 2-4 ساعة.

- نرمي الوقاء ثم نضيف كمية من وقاء التهجين + بضع ميكرولتترات من المسابر الموسومة بعنصر مشع

isotope-labeled probe

- نحضن الغشاء في فرن التهجين مع التدوير طوال الليل.

- ترمى جميع السوائل و يضاف وقاء الغسيل ثم نحضن في فرن التهجين في الدرجة 52 مئوية مع الدوران لمدة 30

دقيقة.

- يكرر الغسيل 3 مرات كما في الخطوة السابقة، و ترمى جميع السوائل و بذلك يصبح الغشاء جاهزاً للتصوير.

- في غرفة مظلمة يمد الغشاء على على فلم تصوير شعاعي لأخذ صورة له تبين مكان ارتباط المسابر و بالتالي موضع المورثة المطلوبة.

الجلسة الحادية عشرة

عزل إنزيم الأميلاز من بذور القمح المنتشة واختبار فعاليته

مقدمة نظرية

عزل البروتينات من النسيج:

تتواجد البروتينات في النسيج الحيوانية أو النباتية إما بشكل منحل في السيتوبلازما أو مرتبطة مع الغشاء وتبعاً لذلك يختلف بروتوكول العزل

1- في حالة البروتينات الحلولة في سوائل الخلية لا يكون الأمر معقداً إذ يكفي تفكيك الأغشية الخلوية للحصول على حلالة خلوية cell lysate تكون غنية بالبروتينات المطلوبة حيث يتم بعد ذلك تنقية البروتين المطلوب بالتريسيب أو بإحدى طرق الكروماتوغرافيا (الألفة، التبادل الشاردي، الاستبعاد حسب الحجم) من الأمثلة على ذلك الألبومين والبروتينات الكروية ذات الأوزان الجزيئية المنخفضة والكثير من إنزيمات الخلية

2- في حالة البروتينات المرتبطة مع الغشاء الخلوي فيطلب الأمر إضافة عوامل فعالة سطحياً والتحكم بقطبية المحل أو pH المحل للوصول إلى الشروط المثلى حيث يغادر عندها جزء من البروتينات الغشاء وينتقل إلى المحل بعد الحصول على هذه البروتينات بشكل حلالة تتم التنقية كما ذكرنا سابقاً.

تنقية البروتينات بالتريسيب

عندما يوجد البروتين بحالة منحلة في الوسط فإنه يميل إلى تشكيل جزيئات متعددة الشوارد وعند تجميع الوسط أو استخدام محاليل ملحية مركزة يؤدي ذلك إلى تقليل إمالة جزيئات البروتين وسحب الماء بشكل كبير فتبدأ جزيئات البروتين بالتجمع على بعضها وتشكيل ترسبات غير منحلة في الماء ومن الأملاح المستخدمة للتريسيب نذكر سلفات الامونيوم.

بعد ترشيح الراسب أو تثفيله وجمعه ثم غسله يصبح نقياً نقوم بعد ذلك بإعادة إذابة الراسب من خلال إعادة الـ pH لوضعها الأصلي واستخدام وقاء مناسب منخفض التركيز الملحي. كل خطوات العمل يجب أن تتم في درجة حرارة منخفضة لتفادي التخرب غير العكوس للبروتينات.

القمح المبرعم و فوائده:

تحتوي حبات القمح المبرعمة على العديد من أنواع الفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن والنشويات مما هو ضروري لسلامة الإنسان والوقاية من مختلف أنواع الأمراض.

- كما يفيد في استعادة الحيوية والنشاط المفقودين عند بعض الأشخاص

- ويستخدم في كذلك معالجة البثور الجلدية و أيضاً تحسين وضع هشاشة العظام بصورة كبيرة جداً لوجود فيتامينات ترمم العظام
- وتساعد عصائر القمح المبرعم على استعادة الشعر المتساقط
- وللقمح المبرعم بعض الأضرار : قد يسبب القمح المبرعم الحافة الزائدة لمن هو نحيف أصلاً إذا كان هناك حساسية من القمح، وعلى العكس قد يسبب السمنة لأنه فاتح للشهية.

إنزيم الأميلاز

تحتوي حبوب القمح نوعين من إنزيم الأميلاز هما α - الأميلاز و β - الأميلاز

α - الأميلاز وزنه الجزيئي صغير (40000 gr/mol) ويتشكل في حبوب القمح عند إنباتها وظيفته شطر الروابط 1-4 α -glycoside الموجودة في بنية جزيئة النشاء (إنزيم شطر داخلي) أما β - الأميلاز يوجد سلفاً في الحبوب قبل إنباتها بشكل طليعة غير فعالة لكن ينشط مع بدء إنبات الحبوب وظيفة β - الأميلاز هي فصل وحدات المالتوز من النهايات غير المرجعة أي أنه إنزيم شطر خارجي وهو إنزيم ضخم يبلغ وزنه الجزيئي 5 أضعاف وزن α - الأميلاز لذلك فهو صعب الانحلال والاستخلاص.

تقدر فعالية الأميلاز بالوحدات الدولية وهي كمية الإنزيم التي تكون في شروط محددة قادرة على تخريب $1\mu\text{mol}$ من النشاء في الدقيقة الواحدة

الاجهزة والادوات

- شاش طبي للترشيح
- مطحنة بن
- منقطة مع انابيب منقطة
- بياشر مع عصا تحريك زجاجية
- خلايا ضوئية
- مقياس طيف ضوئي
- انابيب اختبار مع حامل
- حمام مائي

المواد:

- حبوب قمح منتشة (100 حبة لكل مجموعة)
- وقاء استخلاص: 3mM CaCl_2 وذلك بإذابة 165 ملغ كلوريد الكالسيوم في 500 مل ماء
- وقاء ترسيب (محلول مشبع من سلفات الأمونيوم)
- محلول الركازة substrate: (100 مل محلول نشاء 0,2 % + 4 ملغ CaCl_2)
- كاشف اليود في حمض كلور الماء لتحضيره:
- يحل 1 غ يوديد البوتاسيوم في 2 مل ماء

- يضاف 0.5 غ يود بلوري
- يمدد الحجم حتى 150 مل بالماء المقطر
- يضاف 600 مل من محلول حمض كلور الماء (0.05M) أي تمديد 4:1

طريقة العمل:

أولاً- إنتاش (برعمة) حبوب القمح:

لتحضير حبوب قمح مبرعمة (منتشة) نتبع الطريقة الآتية:



يجب استعمال حبوب قمح غير مقشورة لأن الحبوب المقشورة لا تصلح للبرعمة، تغسل الحبوب بماء عادي جيداً و تنقع في وعاء زجاجي (بيشر مثلاً) في حوالي ضعف حجمها من الماء مع تغطية فوهة الوعاء بقطعة من الشاش وتترك كذلك طول الليل (12-14 ساعة). في صباح اليوم التالي يرمى الماء و تصفى الحبوب قليلاً حتى لا تتعفن ثم تعاد للوعاء ويعاد وضع الشاش ويترك الوعاء في مكان معتدل الحرارة و مضاء دون التعرض المباشر لأشعة الشمس. تكرر عملية غسل

الحبوب و تصفيتها كل 6 ساعات وفي صباح اليوم التالي تبدأ البراعم بالظهور عندها يوضع الوعاء في براد عادي (دون تجميد) لحفظ الحبوب حتى استعمالها (تتابع البراعم نموها في البراد وقد يصل طولها إلى 10-15 ملم).

ثانياً- عزل خلاصة الأميلاز:

- تطحن عينة شاهدة من بذور القمح الجافة بشكل ناعم وتوضع في بيشر
- تسحق كمية مماثلة من بذور القمح المنتشة
- يستخلص القمح الجاف المطحون في 50 مل من وقاء الاستخلاص لمدة 10 دقائق
- أيضاً يستخلص القمح المنتش بنفس الطريقة لمدة 10 دقائق
- ترشح العينات للتخلص من بذور القمح (ترشح على الشاش)
- تنقل العينات لمدة 15 دقيقة (سرعة قصوى)
- نجمع الطور الطافي
- يؤخذ 12 مل من الطور الطافي الناتج عن الترشيح ويضاف له 25 مل من محلول كبريتات الأمونيوم المشبع مع التحريك بين الحين والحين لمدة عشر دقائق (في هذه المرحلة يمكن حفظ العينات في البراد للجلسة المقبلة)
- نجمع الراسب بتنقيط العينات لمدة 15 دقيقة
- يعاد اذابة الراسب في 12 مل من وقاء الاستخلاص حتى الانحلال التام (بالرجاجة) فنحصل على خلاصة لإنزيم الأميلاز

ثالثاً- قياس فعالية إنزيم الأميلاز

1. يأخذ انبوبي اختبار ونكتب على أحدهما قمع منتش وعلى الآخر قمع جاف
2. نضع في كل انبوب 1مل من خلاصة الأميلاز الموافقة
3. نبدأ التفاعل بإضافة 2مل من محلول الركازة (النشاء) ونبدأ بقياس الزمن. نعمل سلسلتي قياس واحدة للقمح المنتش (0 ثانية، 10 ثانية، 20 ثانية، 30 ثانية) وأخرى للقمح الجاف (شاهد) (0 ثانية، 10 ثانية، 20 ثانية، 30 ثانية)
4. لايقاف التفاعل عند كل نقطة زمنية معينة نضيف 1 مل من محلول اليود الحمضي
5. ننتظر 5 دقائق حتى ثبات اللون
6. نحضر محلول ناصع blank (1مل خلاصة الأميلاز + 1مل ماء + 1مل محلول اليود)
7. نقيس الامتصاصية عند طول موجة $\lambda = 620 \text{ nm}$ بعد تصفير الجهاز على الناصع. نقيس الامتصاصية لكل نقطة زمنية لكلا السلسلتين ونرسم الخط البياني: علاقة شدة الامتصاص بزمان التفاعل ، يجب أن تتناقص الامتصاصية مع الزمن كدليل نوعي على فعالية الأميلاز